



ST. GEORGE TECHNOLOGY, INC.

Mode d'emploi

## Excel Formule Auto-Cure Orthodontique Matériel

Complies with ISO 20795-2:2010 Type 1, Class 1 Sans cadmium

Modèle Préparation -

Si le modèle est sec, plonger dans l'eau jusqu'à formation de bulles cesse, ce qui est de veiller à ce que tout l'air est retiré de la pierre. Surface de manteau avec isolant solution et laisser sécher complètement. Assembler cadre de fil sur le modèle.

Application -

Le "sel et poivre" technique est recommandée. Tout d'abord, la surface humide de modèle de liquide, puis saupoudrer de poudre sur le modèle en couche mince. Saturer poudre en ajoutant lentement le liquide avec un flacon compte-gouttes. Continuer à ajouter de la poudre et du liquide en alternance jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit obtenue. Trop de liquide ajouté en une seule fois peut provoquer une circulation excessive, qui peut être contrôlé par l'addition de plus de poudre. Coupez tout excès de matériau jusqu'à l'étape de la pâte caoutchouteuse à l'aide d'un instrument tranchant. Surface lisse de l'appareil en utilisant un liquide et une brosse. Prévoyez du temps pour guérir ou utiliser un hydroflask pour éviter la formation de bulles. Le temps de séchage est d'environ 20 minutes à 23 ° C (73 ° F) ou 10 minutes en hydroflask à 40-45 ° C (104 ° F LL3) et 35-40 lbs. pression.

Couper et polir de manière normale.

Stockage -

Acryliques dentaires à base de méthacrylate de méthyle doivent être stockés dans un endroit frais (16-26 ° C, 61-79 ° F), un endroit sec. Éviter l'exposition prolongée au soleil. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.

Prudence

Liquide contient un monomère de méthacrylate de méthyle. Hautement inflammable, tenir à l'écart de toute source d'ignition. NON-FUMEUR. Irritant pour les yeux, la peau et le système respiratoire.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Ne pas jeter à l'égout. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après chaque utilisation. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver à l'eau tiède pendant 10 minutes et consulter un médecin.

St. George Technology, Inc. garantit que le produit (s) contenue dans ce paquet doit être conforme aux spécifications pour ce produit tel que représenté à la Federal Food and Drug Administration. Lorsqu'il est utilisé conformément à nos directives et bonnes pratiques de laboratoire, ce produit permettra d'atteindre des résultats optimaux. St. George Technology, Inc. s'engage à remplacer, à sa convenance, tout produit qui se trouve être défectueux.

LA GARANTIE ET RECOURS ÉNONCÉS I \ DOVE SONT EXCLUSIVES ET LI UE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET RECOURS, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN DROIT OU EN FAIT, Y COMPRIS LES WARRANTTES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LA GARANTIE CONTENUE énoncées aux présentes SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CAS D'UN PRODUIT "DÉFAUT.

POUR USAGE PROFESSIONNEL.

P.O. BOX 2849 • WILMINGTON, NC 28402-2849 • USA

TEL. 910-397-0781 • FAX. 910-397-0791

[www.StGeorgeTechnology.com](http://www.StGeorgeTechnology.com)